

FORMULARZ ZLECENIA SEKWENCJONOWANIA DNA

Dane Zleceniodawcy

Nazwa

Adres

Dane osoby do kontaktu

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

e-mail kontaktowy

Wyniki proszę przesałać na adres e-mail

DOSTĘPNE USŁUGI

S01	Serwis podstawowy	S05	Oczyszczanie gotowej reakcji PCR plus odczyt
S02	Składanie kilku sekwencji forward i reverse	S06	Odczyt przygotowanej i oczyszczonej samodzielnie reakcji
S03	Sekwencjonowanie płytki 96-cio dołkowej	S07	Oczyszczenie produktu PCR
S04	Analiza polimorfizmu fragmentów (GeneMapper)	Do zlecenia proszę dołączyć zdjęcie żelu !	

L.p.	ID matrycy (max. 6 znaków)	Rodzaj matrycy PCR	Wielkość matrycy (bp)	Nazwa primera	Stężenie matrycy (ng/ul)	Nr katalog.	Uwagi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Uwagi dot. zlecenia / dane do faktury VAT

- Optymalne stężenie DNA do sekwencjonowania to 10ng DNA/ul/100bp (dla produktów PCR i matryc ssDNA) BAC oraz genomowy DNA bakterii – 500ng-1000ng/ul
- Optymalne stężenie startera – 5uM (5 pmol/ul)
- Matryce i startery MUSZA być dostarczane w objętości co najmniej 15ul (na jedną reakcję) w zwykłych probówkach eppendorfa (0,5 lub 1,5ml)
- Nazwa sekwencji MUSI być nieprzerwanym ciągiem tylko takich znaków, jak: litery, cyfry, kropki lub podkreślniki
- Matryce i startery są przechowywane w pracowni przez miesiąc, licząc od daty wysłania wyników; po tym czasie nieodebrane preparaty są utylizowane

.....
DATA

.....
PODPIS/ PIECZĄTKA ZLECAJĄCEGO